

## C-VAC TORNADO – Engångs diatermihandtag med rökutsug

### Material

- **100% fri från PVC, Ftalater, Bly och Latex**

### Triangulär form

- Mycket bra sugkapacitet – Största möjliga sugkanal med bibehållen känsla
- Mycket bra känsla – Kortast möjliga avstånd mellan tumme och pekfinger

### Silikonhölje

- Optimalt grepp

### Knappar

- Tydligt klick-ljud
- Kan inte ramla av – Integrerade i silikonhöljet
- Tydligt märkta enligt standard – Gul/Cut, Blå/Coag

### Sugspets

- Transparent för god sikt
- Klar att användas – Är en del av i handtaget



### Kabel

- 4 meter kabel
- Klämma medföljer, kan användas för att justera kabelns längd enligt önskemål
- Integrerad i sugslang
- US-3Pin koppling mot diatermiapparat



### Slang

- 3 meter sugslang
- Mjuk/Följsam
- Går att justera på handtaget, pennan vilar optimalt i användarens hand
- Går att ta loss från handtaget för att rensa sugkanalen
- Universalkoppling mot sugen, 8/10/22mm honkoppling & 15mm hankoppling

### Elektrod

- 70mm Standard knivelektrod eller Belagd "non-stick"
- Klar att användas - Monterad vid leverans

### Tillbehör

- Transparent förlängare monteras i ett eller två steg, ger 8 respektive 14cm förlängning

2012-06